

## Conectores / Adaptadores Macho

Los adaptadores macho se utilizan en instalaciones médicas para conectar el equipo de gas médico a las salidas de gas. Silbermann fabrica diferentes tipos de conectores/adaptadores macho, tales como: Diamond, Puritan Bennett, Chemetron, DISS, NIST, ENV 737-6, DIN 13260-2 y BS 5682. Todos los conectores tienen conexión NPT de 1/8" (los conectores DISS también están disponibles con conexión dentada).

### Adaptadores Diamante Macho



Tipo de Gas	Tipo Silbermann- Ohio - N° Cat.
Oxígeno	3101100
Óxido Nitroso	3109100
Vacío	3125100
Aire Médico	3117100

### Tipo Puritan Bennett



Tipo de Gas	N° Cat.
Oxígeno	3155000
Óxido Nitroso	3158100
Vacío	3157050
Aire Médico	3156000
CO <sub>2</sub>	3158000
WAGD	3157100

### Sistema de Gestión de Calidad Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015

### Tipo DISS



Tipo de Gas	N° Cat. (conexión dentada)	N° Cat. (rosca 1/8" NPT)
Oxígeno	2229000	2229300
Óxido Nitroso	2251000	2251101
Vacío	2253000	2253055
Aire Médico	2252000	2245050
CO <sub>2</sub>	2255000	2255100
N <sub>2</sub>	2254000	2254100
WAGD	2251110	Por definir
Óxido Nítrico (NO)	2270020	Por definir
Argon	2251100	2251102

### Tipo ENV 737-6



Tipo de Gas	Nº Cat.
Oxígeno	3159100ENV
Óxido Nitroso	3166100ENV
Vacío	3160100ENV
Aire Médico	3163100ENV
CO <sub>2</sub>	3169100ENV
N <sub>2</sub> 800	3169150ENV
Aire 800	3163110ENV

### Tipo NIST



Tipo de Gas	Nº Cat.
Oxígeno	2208002
Óxido Nitroso	2208003
Vacío	2208001
Aire Médico	2208004
CO <sub>2</sub>	2208005

### Tipo DIN 13260-2



Tipo de Gas	Nº Cat.
Oxígeno	3159000
Óxido Nitroso	3166000
Vacío	3160000
Aire Médico	3163000
CO <sub>2</sub>	3169000
N <sub>2</sub>	3163010

### Tipo BS 5682



Tipo de Gas	Nº Cat.
Oxígeno	3159020
Óxido Nitroso	3166020
Vacío	3160020
Aire Médico	3163020
Aire 800	3163025

### Tipo Chemetron



Tipo de Gas	Nº Cat.
Oxígeno	3160200
Nitrous Oxide	3166200
Vacío	3159200
Aire Médico	3163200

### Niple y Conector en Ángulo 90°



Nº Cat.	2224000
---------	---------



Distribuido por:

