

Flujómetro

El flujómetro Silbermann está compensado con contrapresión para todo tipo de terapia de inhalación.

El flujómetro es irrompible y su tapa superior y tubo de medida están hechos con un nítido



Flujómetro de oxígeno con conector

Flujómetro montado en riel



Características y Beneficios

- Tasa de flujo: 0-15 LPM; 0-7 LPM
- Ambos modelos con salida macho de oxígeno DISS
- Escala no lineal que permite un funcionamiento claro y preciso en el rango de valores especificado.
- Disponibilidad de variedad de conectores
- Confiable, preciso y fácil de usar
- Información no borrable del producto, grabada con láser
- El flujómetro montado en riel incluye:
Tubo plástico médico de 1 metro, abrazadera universal y conector.



Datos Técnicos

- Materiales Principales:
 - Cuerpo: aluminio anodizado*
 - Tapa: policarbonato transparente irrompible
 - Tubo de medida: policarbonato transparente irrompible

* Disponible en latón bajo pedido

Sistema de Gestión de Calidad Silbermann:

- EN ISO 13485-2016
- ISO 9001-2015
- Marcado CE





Números de Catálogo – Flujómetro con Conector

Tipo de Adaptador Macho*	0-15 LPM		0-7 LPM
	Cat. No. Oxígeno	Cat. No. Aire	Cat. No. Oxígeno
Silbermann- Ohio	4110000	4148000	4107000
ENV 737-6	4110100	4148110	4107100
DIN 13260-2	4261000	4264000	4265000
Tipo Puritan Bennett	4145000	4150000	4109000
BS5682	4110105	TBD	TBD
DISS	4112000	4147000	4134500
Sin conector (rosca hembra 1/8 NPT)	4501100	4502100	4107010



Números de Catálogo – Flujómetro Montado en Riel con Conector

Tipo de Adaptador Macho*	0-15 LPM		0-7 LPM
	Cat. No. Oxígeno	Cat. No. Aire	Cat. No. Oxígeno
Silbermann- Ohio	4120001	4235000	4119001
ENV 737-6	4120101	4235005	4120110
DIN 13260-2	4233100	4235005	4225100
Tipo Puritan Bennett	4233000	4237000	4225000
BS5682	TBD	TBD	TBD
DISS	4231000	4511000	TBD
Sin conector (rosca hembra 1/8 NPT)	4120100	TBD	TBD

* ODisponibilidad de otros tipos de adaptadores a solicitud del cliente



Productos Relacionados



Tuerca metálica de ensamblaje completo DISS para oxígeno P.N - 2229000



Tuerca y entrada de plástico DISS de oxígeno, para uso individual de paciente P.N - 2261000



Nebulizador*
P.N - 4103000



Humidificador*
P.N - 4101000



Bubble Jet
Humidificador/Nebulizador combo*
P.N - 4143000

* Los humidificadores/nebulizadores reusables de Silbermann están hechos con tapas de policarbonato, reusable Humidifiers/Nebulizers are made of polycarbonate tops, frascos de polisulfona y son esterilizables en autoclave a 132°C (270°F).
Capacidad de frascos - 500cc.
Incluye valvula de seguridad 2 PSI
Entrada – montaje tuerca DISS.
Incluye dos salidas roscadas de flujo: 3 - 6mm y tubo corrugado 22mm.
Color ISO disponible bajo pedido



Unidad de Oxígeno - Montaje



Unidad de oxígeno montada en Riel



Unidad de oxígeno

Distributed By:

SILBERMANN Technologies Ltd.

Address: #5 Harakevet st. POB 4605, Petah-Tikva, 4900715, ISRAEL

Tel: +972-3-9309186 | Fax: +972-3-9315721

E-Mail: info@silbermnn.com, www.silbermnn.com

 **Silbermann**
Medical Gas Systems Since 1950